

# C3 Grundfunktionen

- Zubehör
- tgl. Test
  - Uhrzeit prüfen
- SpO2
- NIBD
  - richtige Manschettengröße - auf die „Range“ achten !
  - Markierung an der Arterie
  - richtige Höhe der Manschette
  - keine Kleidung unter der Manschette
  - automatische Messungen
  - Umschaltung Kind / Erwachsen / Kleinkind
  - Ansichten
- EKG
  - Ruhe-EKG
  - Laufzeit-EKG
- Co2-Messung / Kapnometrie
  - aktivierung
  - Wert und Kurve
  - hinter dem Filter
- Papierwechsel
- Alarme und Alarmgrenzen
- Historie und Protokolle
- Einsatzarchiv, Screenshot

From:  
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:  
[https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:c3\\_grundfunktionen&rev=1702915616](https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:c3_grundfunktionen&rev=1702915616)

Last update: **2023/12/18 17:06**

