

C3 Grundfunktionen

- Zubehör
- tgl. Test
 - Uhrzeit prüfen
- SpO2
- NIBD
 - richtige Manschettengröße - auf die „Range“ achten !
 - Markierung an der Arterie
 - richtige Höhe der Manschette
 - keine Kleidung unter der Manschette
 - automatische Messungen
 - Umschaltung Kind / Erwachsen / Kleinkind
 - Ansichten
- EKG
 - Ruhe-EKG
 - Laufzeit-EKG
- Co2-Messung / Kaknometrie
 - aktivierung
 - Wert und Kurve
 - hinter dem Filter
- Papierwechsel
- Alarme und Alarmgrenzen
- Historie und Protokolle
- Einsatzarchiv, Screenshot

From:
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:
https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:c3_grundfunktionen&rev=1702915616

Last update: **2023/12/18 17:06**

